

Beright™

Nyálteszt

Otthoni öntesztelésre

COVID-19 Antigén Gyorsteszt

REF: ICOV-S02H | Magyar

1 teszt

- Pufferoldat - 1
- Tesztkazetta - 1
- Hulladékgyűjtő tasak - 1
- Mintagyűjtő eszköz - 1
- Használati utasítás - 1

Tartalom



LOT



EC REP

MedNet GmbH
Borkstrasse 10
48163 Muenster Germany



Hangzhou AllTest Biotech Co.,Ltd.
#550, Yinhai Street,
Hangzhou Economic & Technological Development Area,
Hangzhou, 310018 P.R. China
Web: www.alltests.com.cn Email: info@alltests.com.cn

Importőr: Legal Beauty Kft. // 1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2.
+36-70-704-8800 // www.virusmaszk.hu


ITT NYÍLIK

ITT NYÍLIK

COVID-19 Antigén Gyorsteszt (Nyálteszt)

Tesztelés előtt olvassa el a használati útmutatót.

A mintavétel előtt legalább 10 perccel ne vegyen semmit a szájába, beleértve ételt, italt, rágógumit vagy dohányterméket. A tesztelés előtt legalább 20 másodpercig mosson kezet szappannal és vízzel. Ha szappan és víz nem áll rendelkezésre, használjon legalább 60%-os alkoholtartalmú kézfertőtlenítőt.



Ne igya meg a készletben lévő pufferoldatot.
Óvatosan kezelje a puffert, hogy bőre, szembe ne kerüljön. Ha mégis, azonnal öblítse le bő folyó vízzel.

Black

Pantone 7719 C

Pantone 375 C

Pantone 123 C